



GN ReSound  
瑞声达助听器

百年品牌  
专业领先

瑞声达助听器  
**ReSound Alera™ 9**  
瑞朗9 智能无线 畅享生活


外观      类型型号      电池      选配范围      主要功能特点      零售价

	<b>大功率</b> AL910-MP 深耳道式 CIC	10A	<90dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>魔术瘦身技术</li> <li>17通道Warp压缩系统</li> <li>净噪系统II(4个级别, 7种环境)</li> <li>超级DFS(25dB净空增益)</li> <li>回声消除系统</li> <li>纳米涂层防护技术</li> <li>实时数据分析系统II</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>实景声场环绕系统</li> <li>内置反馈安全墙</li> <li>瞬噪消除系统</li> <li>环境优化器II</li> <li>自动电话</li> <li>静音系统</li> <li>智能延时启动</li> </ul>	¥ 33,800
	<b>大功率</b> AL910-P 深耳道式 CIC	10A	<85dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>17通道Warp压缩系统</li> <li>净噪系统II(4个级别, 7种环境)</li> <li>超级DFS(25dB净空增益)</li> <li>瞬噪消除系统</li> <li>纳米涂层防护技术</li> <li>实时数据分析系统II</li> <li>智能延时启动</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>实景声场环绕系统</li> <li>内置反馈安全墙</li> <li>环境优化器II</li> <li>回声消除系统</li> <li>自动电话</li> <li>静音系统</li> </ul>	¥ 32,800
	AL910 深耳道式 (开放耳选配可选) CIC	10A	<80dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>17通道Warp压缩系统</li> <li>净噪系统II(4个级别, 7种环境)</li> <li>超级DFS(25dB净空增益)</li> <li>瞬噪消除系统</li> <li>纳米涂层防护技术</li> <li>实时数据分析系统II</li> <li>智能延时启动</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>实景声场环绕系统</li> <li>内置反馈安全墙</li> <li>环境优化器II</li> <li>回声消除系统</li> <li>自动电话</li> <li>静音系统</li> </ul>	¥ 31,800
	<b>特大功率</b> AL930-MUW 耳道式 ITC	312	<110dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>魔术瘦身技术</li> <li>支持Unite无线通讯系统</li> <li>17通道Warp压缩系统</li> <li>净噪系统II(4个级别, 7种环境)</li> <li>超级DFS(25dB净空增益)</li> <li>回声消除系统</li> <li>纳米涂层防护技术</li> <li>实时数据分析系统II</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>实景声场环绕系统</li> <li>内置反馈安全墙</li> <li>瞬噪消除系统</li> <li>环境优化器II</li> <li>自动电话</li> <li>静音系统</li> <li>智能延时启动</li> <li>4个环境聆听程序</li> </ul>	¥ 35,800
	<b>大功率</b> AL930-DP 耳道式 ITC	312	<90dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>实景声场环绕系统(分频点可调)</li> <li>智能多维自适应方向性系统(追踪20个噪声源)</li> <li>17通道Warp压缩系统</li> <li>净噪系统II(4个级别, 7种环境)</li> <li>智能麦克风匹配系统</li> <li>超级DFS(25dB净空增益)</li> <li>智能风噪声控制系统</li> <li>瞬噪消除系统</li> <li>纳米涂层防护技术</li> <li>实时数据分析系统II</li> <li>智能延时启动</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>自然方向性系统II</li> <li>风噪卫士</li> <li>智能转换系统</li> <li>内置反馈安全墙</li> <li>环境优化器II</li> <li>回声消除系统</li> <li>自动电话</li> <li>静音系统</li> <li>4个环境聆听程序</li> </ul>	¥ 33,800
	AL930-D 耳道式 (开放耳选配可选) ITC	312	<85dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>实景声场环绕系统(分频点可调)</li> <li>智能多维自适应方向性系统(追踪20个噪声源)</li> <li>17通道Warp压缩系统</li> <li>净噪系统II(4个级别, 7种环境)</li> <li>智能麦克风匹配系统</li> <li>超级DFS(25dB净空增益)</li> <li>智能风噪声控制系统</li> <li>瞬噪消除系统</li> <li>纳米涂层防护技术</li> <li>实时数据分析系统II</li> <li>智能延时启动</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>自然方向性系统II</li> <li>风噪卫士</li> <li>智能转换系统</li> <li>内置反馈安全墙</li> <li>环境优化器II</li> <li>回声消除系统</li> <li>自动电话</li> <li>静音系统</li> <li>4个环境聆听程序</li> </ul>	¥ 32,800



Copyright © GN ReSound. All rights reserved.

\*产品不断推陈出新, 所列数据, 设计规格有变, 恕不另行通知 \*实物与印刷照片有色彩差异, 定制机外形以实物为准 \*友情提示: 添加可选功能项有可能会增加助听器成品体积  
\*可选功能不属于助听器标准配置, 价格以最新版本为准 \*每项可选功能, 不额外收取安装费用 \*另有无忧质保服务, 为减轻负担  
全国咨询电话: 800-8582440(座机)、400-8882440(手机) 网址: www.gnresound.com.cn 账号: 1001 2867 0901 6216 220 开户行: 上海市工商银行番禺路支行  
瑞声达听力设备贸易(上海)有限公司 地址: 中国上海淮海西路570号红坊G幢4楼 邮编: 200052 传真: 021-22115306



GN ReSound  
瑞声达助听器

百年品牌

专业领先

瑞朗  
ReSound Alera™ 9

瑞朗9 智能无线 畅享生活

外观 类型型号 电池 选配范围 主要功能特点 零售价

	<b>大功率</b> <b>AL940-DP</b> 半耳甲腔式 ITE	312	<105dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>实景声场环绕系统(分频点可调)</li> <li>智能多维自适应方向性系统(追踪20个噪声源)</li> <li>17通道Warp压缩系统</li> <li>净噪系统II(4个级别, 7种环境)</li> <li>智能麦克风匹配系统</li> <li>超级DFS(25dB净空增益)</li> <li>智能风噪声控制系统</li> <li>瞬噪消除系统</li> <li>纳米涂层防护技术</li> <li>实时数据分析系统II</li> <li>智能延时启动</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>自然方向性系统II</li> <li>风噪卫士</li> <li>智能转换系统</li> <li>内置反馈安全墙</li> <li>环境优化器II</li> <li>回声消除系统</li> <li>自动电话</li> <li>静音系统</li> <li>4个环境聆听程序</li> </ul>	¥ 30,800
	<b>AL940-D</b> 半耳甲腔式 (开放耳选配可选) ITE	312	<95dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>实景声场环绕系统(分频点可调)</li> <li>智能多维自适应方向性系统(追踪20个噪声源)</li> <li>17通道Warp压缩系统</li> <li>净噪系统II(4个级别, 7种环境)</li> <li>智能麦克风匹配系统</li> <li>超级DFS(25dB净空增益)</li> <li>智能风噪声控制系统</li> <li>瞬噪消除系统</li> <li>纳米涂层防护技术</li> <li>实时数据分析系统II</li> <li>智能延时启动</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>自然方向性系统II</li> <li>风噪卫士</li> <li>智能转换系统</li> <li>内置反馈安全墙</li> <li>环境优化器II</li> <li>回声消除系统</li> <li>自动电话</li> <li>静音系统</li> <li>4个环境聆听程序</li> </ul>	¥ 29,800
	<b>大功率</b> <b>AL950-DPW</b> 全耳甲腔式 ITE	13	<105dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>智能多维自适应方向性系统(追踪20个噪声源)</li> <li>实景声场环绕系统(分频点可调)</li> <li>支持Unite无线通讯系统</li> <li>17通道Warp压缩系统</li> <li>净噪系统II(4个级别, 7种环境)</li> <li>超级DFS(25dB净空增益)</li> <li>智能麦克风匹配系统</li> <li>智能风噪声控制系统</li> <li>纳米涂层防护技术</li> <li>实时数据分析系统II</li> <li>智能延时启动</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>瞬噪消除系统</li> <li>自然方向性系统II</li> <li>风噪卫士</li> <li>智能转换系统</li> <li>内置反馈安全墙</li> <li>环境优化器II</li> <li>回声消除系统</li> <li>自动电话</li> <li>静音系统</li> <li>4个环境聆听程序</li> </ul>	¥ 31,800
	<b>AL950-DW</b> 全耳甲腔式 (开放耳选配可选) ITE	13	<95dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>智能多维自适应方向性系统(追踪20个噪声源)</li> <li>实景声场环绕系统(分频点可调)</li> <li>支持Unite无线通讯系统</li> <li>17通道Warp压缩系统</li> <li>净噪系统II(4个级别, 7种环境)</li> <li>超级DFS(25dB净空增益)</li> <li>智能麦克风匹配系统</li> <li>智能风噪声控制系统</li> <li>纳米涂层防护技术</li> <li>实时数据分析系统II</li> <li>智能延时启动</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>瞬噪消除系统</li> <li>自然方向性系统II</li> <li>风噪卫士</li> <li>智能转换系统</li> <li>内置反馈安全墙</li> <li>环境优化器II</li> <li>回声消除系统</li> <li>自动电话</li> <li>静音系统</li> <li>4个环境聆听程序</li> </ul>	¥ 30,800
	<b>特大功率</b> <b>AL950-MUW</b> 耳甲腔式 ITE	13	<110dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>魔术瘦身技术</li> <li>支持Unite无线通讯产品</li> <li>17通道Warp压缩系统</li> <li>净噪系统II(4个级别, 7种环境)</li> <li>超级DFS(25dB净空增益)</li> <li>回声消除系统</li> <li>纳米涂层防护技术</li> <li>实时数据分析系统II</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>实景声场环绕系统</li> <li>内置反馈安全墙</li> <li>环境优化器II</li> <li>瞬噪消除系统</li> <li>自动电话</li> <li>静音系统</li> <li>智能延时启动</li> <li>4个环境聆听程序</li> </ul>	¥ 32,800
	<b>特大功率</b> <b>AL977/87-DVIW</b> 耳背式 (开放耳选配可选) PBTE	13	<120dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>智能多维自适应方向性系统(追踪20个噪声源)</li> <li>实景声场环绕系统(分频点可调)</li> <li>支持Unite无线通讯系统</li> <li>17通道Warp压缩系统</li> <li>净噪系统II(4个级别, 7种环境)</li> <li>超级DFS(25dB净空增益)</li> <li>智能麦克风匹配系统</li> <li>智能风噪声控制系统</li> <li>实时数据分析系统II</li> <li>纳米涂层防护技术</li> <li>智能延时启动</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>瞬噪消除系统</li> <li>自然方向性系统II</li> <li>4个环境聆听程序</li> <li>智能转换系统</li> <li>内置反馈安全墙</li> <li>环境优化器II</li> <li>回声消除系统</li> <li>自动直接音频输入</li> <li>风噪卫士</li> <li>内置听力计</li> </ul>	¥ 34,800



Copyright © GN ReSound. All rights reserved.

\*产品不断推陈出新, 所列数据, 设计规格有变, 恕不另行通知 \*实物与印刷照片有色彩差异, 定制机外形以实物为准 \*友情提示: 添加可选功能项有可能会增加助听器成品体积  
\*可选功能不属于助听器标准配置, 价格以最新版本为准 \*每项可选功能, 不额外收取安装费用 \*另有无忧续保服务, 为您减轻负担  
全国咨询电话: 800-8582440(座机)、400-8882440(手机) 网址: www.gnresound.com.cn 账号: 1001 2867 0901 6216 220 开户行: 上海市工商银行曹路支行  
瑞声达听力设备贸易(上海)有限公司 地址: 中国上海淮海西路570号红坊G幢4楼 邮编: 200052 传真: 021-22113336