

GN ReSound
瑞声达助听器

百年品牌
专业领先

ReSound
Essence™
瑞声达助听器 Simply surprising



外观	类型型号	电池	选配范围	主要功能特点	零售价
	 ES10-P 深耳道式 CIC	10A	<85dB	<ul style="list-style-type: none"> * 6通道Warp™压缩系统 * DFS数字反馈抑制系统 * 降噪系统 * 低电量提示 	¥6,480
	ES10 深耳道式 CIC	10A	<80dB	<ul style="list-style-type: none"> * 6通道Warp™压缩系统 * DFS数字反馈抑制系统 * 降噪系统 * 低电量提示 	¥5,980
	 ES30-DP 耳道式 ITC	312	<90dB	<ul style="list-style-type: none"> * 6通道Warp™压缩系统 * DFS数字反馈抑制系统 * 方向性麦克风 * 降噪系统 * 两个环境聆听程序 * 电感功能(可选) * 音量控制(可选) * 低电量提示 	¥5,980
	 ES30-P 耳道式 ITC	312	<90dB	<ul style="list-style-type: none"> * 6通道Warp™压缩系统 * DFS数字反馈抑制系统 * 降噪系统 * 两个环境聆听程序 * 电感功能(可选) * 音量控制 * 低电量提示 	¥5,480
	 ES50-DP 耳内式 ITE	13	<105dB	<ul style="list-style-type: none"> * 6通道Warp™压缩系统 * DFS数字反馈抑制系统 * 方向性麦克风 * 降噪系统 * 两个环境聆听程序 * 电感功能 * 音量控制(可选) * 低电量提示 	¥4,980
	 ES50-P 耳内式 ITE	13	<105dB	<ul style="list-style-type: none"> * 6通道Warp™压缩系统 * DFS数字反馈抑制系统 * 降噪系统 * 两个环境聆听程序 * 电感功能 * 音量控制(可选) * 低电量提示 	¥4,480



Copyright © GN ReSound. All rights reserved.

*产品不断推陈出新, 所列数据, 设计规格有变, 恕不另行通知 *实物与印刷照片有色彩差异, 定制机外形以实物为准 *友情提示: 添加可选功能有可能增加助听器成品体积
*可选功能不属于助听器标准配置, 价格以最新版本为准 *每项可选功能, 不额外收取安装费用 *另有无忧续保服务, 为您减轻负担
全国咨询电话: 800-8582440(座机)、400-8882440(手机) 网址: www.gnresound.com.cn 账号: 1001286709016216220 开户行: 上海市工商银行番禺路支行
瑞声达听力设备贸易(上海)有限公司 地址: 中国上海淮海西路570号红坊G幢4楼 邮编: 200052 传真: 021-22113336





GN ReSound
瑞声达助听器

百年品牌
专业领先

ReSound
Essence™
瑞声达助听器 Simply surprising

外观 类型型号 电池 选配范围 主要功能特点 零售价

	ES50 耳内式 ITE	13	<95dB	<ul style="list-style-type: none"> * 6通道Warp™压缩系统 * DFS数字反馈抑制系统 * 降噪系统 * 两个环境聆听程序 * 电感功能 * 音量控制 (可选) * 低电量提示 	¥3,980
---	----------------------------------	----	-------	---	--------

	ES70-DVI 耳背式 (开放耳 选配可选) BTE	13	<105dB	<ul style="list-style-type: none"> * 6通道Warp™压缩系统 * DFS数字反馈抑制系统 * 方向性麦克风 * 降噪系统 * 两个环境聆听程序 * 电感功能 * 音量控制 * 低电量提示 * 直接音频输入 	¥4,480
---	---	----	--------	--	--------

	ES70-VI 耳背式 (开放耳 选配可选) BTE	13	<105dB	<ul style="list-style-type: none"> * 6通道Warp™压缩系统 * DFS数字反馈抑制系统 * 降噪系统 * 两个环境聆听程序 * 电感功能 * 音量控制 * 低电量提示 * 直接音频输入 	¥3,580
---	--	----	--------	--	--------

	ES80-VI 耳背式 PBTE	13	<120dB	<ul style="list-style-type: none"> * 6通道Warp™压缩系统 * DFS数字反馈抑制系统 * 降噪系统 * 两个环境聆听程序 * 电感功能 * 音量控制 * 低电量提示 * 直接音频输入 	¥5,980
---	--------------------------------------	----	--------	--	--------

	ES80-DVI 耳背式 PBTE	13	<120dB	<ul style="list-style-type: none"> * 6通道Warp™压缩系统 * DFS数字反馈抑制系统 * 方向性麦克风 * 降噪系统 * 两个环境聆听程序 * 电感功能 * 音量控制 * 低电量提示 * 直接音频输入 	¥6,480
---	---------------------------------------	----	--------	--	--------



Copyright © GN ReSound. All rights reserved.

*产品不断推陈出新, 所列数据, 设计规格有变, 恕不另行通知 *实物与印刷照片有色彩差异, 定制机外形以实物为准 *友情提示添加可选功能项有可能会增加助听器成品体积
*可选功能不属于助听器标准配置, 价格以最新版本为准 *每项可选功能, 不额外收取安装费用 *另有无忧续保服务, 为您减轻负担
全国咨询电话: 800-8582440(座机)、400-8882440(手机) 网址: www.gnresound.com.cn 账号: 1001 2867 0901 6216 220 开户行: 上海市工商银行番禺路支行
瑞声达听力设备贸易(上海)有限公司 地址: 中国上海淮海西路570号红坊G幢4楼 邮编: 200052 传真: 021-22113336