

GN ReSound
瑞声达助听器

百年品牌
专业领先

120⁺ 瑞声达超大功率家族

外观 类型型号 电池 选配范围 主要功能特点 零售价


	<p>power 超大功率</p> <p>SP90-VI 全才 全数字 电脑编程 SP BTE</p>	<p>675</p>	<p>120⁺dB</p>	<ul style="list-style-type: none"> * 开放式信号处理平台(DSP) * 全数字电脑编程 * 9段分频WARP压缩系统 * 6段增益微调 * 两种放大方案可选 (线性、宽动态范围压缩WDRC) * 稳定器DFS(17.5dB净空增益) * 净噪系统 * 响度提升功能 * 多通道大声保护系统 * 三个环境聆听程序(含电感程序) * 新一代环保节能芯片 * 音量控制 * 智能延时启动 * 低电量提示 * 直接音频输入功能(DAI) 	<p>¥8,900</p>
---	--	-------------------	---------------------------------	---	----------------------

	<p>power 超大功率</p> <p>SL90-VI 全力 全数字 电脑编程 SP BTE</p>	<p>675</p>	<p>120⁺dB</p>	<ul style="list-style-type: none"> * 开放式信号处理平台(DSP) * 全数字电脑编程 * 6段分频WARP压缩系统 * 6段增益微调 * 稳定器DFS(17.5dB净空增益) * 多通道大声保护系统 * 三个环境聆听程序(含电感程序) * 新一代环保节能芯片 * 音量控制 * 智能延时启动 * 低电量提示 * 直接音频输入功能(DAI) 	<p>¥5,480</p>
---	--	-------------------	---------------------------------	--	----------------------



Copyright © GN ReSound. All rights reserved.

*产品不断推陈出新, 所列数据, 设计规格有变, 恕不另行通知 *实物与印刷照片有色彩差异, 以实物为准 *另有无忧质保服务, 为您减轻负担
 全国咨询电话: 800-8582440(座机)、400-8882440(手机) 网址: www.gnresound.com.cn 账号: 1001 2867 0901 6216 220 开户行: 上海市工商银行番禺路支行
 瑞声达听力设备贸易(上海)有限公司 地址: 中国上海淮海西路570号红坊G幢4楼 邮编: 200052 传真: 021-22113336



GN ReSound
瑞声达助听器

百年品牌
专业领先

120⁺ 瑞声达超大功率家族

外观

类型型号

电池

选配范围

主要功能特点

零售价

	<p>120⁺超大功率</p> <p>TFP90-VI 心扉 升级版 数字手调式 SP BTE</p>	675	120 ⁺ dB	<ul style="list-style-type: none"> * 100%全数字信号处理 * 4通道10段分频 * 宽动态AGC-O输出压缩 * 自动降噪管理 * 自动反馈管理 * 四个微调旋钮(低频调节、高频调节、最大声输出调节和程序设置调节) * 两个环境聆听程序 * 电感程序 * 音量控制 * 低电量提示 * 直接音频输入功能(DAI) 	¥3,080
---	--	-----	---------------------	---	--------

	<p>120⁺超大功率</p> <p>MA3T90-VI 心意 数字手调式 SP BTE</p>	675	120 ⁺ dB	<ul style="list-style-type: none"> * 3通道全数字信号处理 * 6段分频WARP压缩系统 * 自动降噪管理 * 自动反馈管理 * 三个微调旋钮(舒适度调节功能, 噪声调节功能, 反馈调节功能) * 两个环境聆听程序 * 电感程序 * 新一代环保节能芯片 * 音量控制 * 低电量提示 * 智能延时启动 * 直接音频输入功能(DAI) 	¥2,580
---	---	-----	---------------------	--	--------

	<p>120⁺超大功率</p> <p>Viking 威风 SP BTE</p>	675	120 ⁺ dB	<ul style="list-style-type: none"> * 经典线路 * 模拟信号处理 * 三个微调旋钮(舒适度调节功能, 噪声调节功能, 反馈调节功能) * 电感功能 * 直接音频输入功能(DAI) 	¥1,399
---	--	-----	---------------------	--	--------



Copyright © GN ReSound. All rights reserved.

*产品不断推陈出新, 所列数据, 设计规格有变, 恕不另行通知 *实物与印刷照片有色彩差异, 以实物为准 *另有无忧续保服务, 为您减轻负担
 全国咨询电话: 800-8582440(座机)、400-8882440(手机) 网址: www.gnresound.com.cn 账号: 1001 2867 0901 6216 220 开户行: 上海市工商银行番禺路支行
 瑞声达听力设备贸易(上海)有限公司 地址: 中国上海淮海西路570号红坊G幢4楼 邮编: 200052 传真: 021-22113336

