

ReSound V

瑞声达助听器 新语系列

外观 类型型号 电池 选配范围 主要功能特点 零售价

	V10 深耳道式 CIC	10A	<80dB	<ul style="list-style-type: none"> * 6段分频技术 * WDRC全数字压缩 * 数字反馈抑制系统DFS * 1个环境聆听程序 	¥5,280
---	---------------------------	-----	-------	--	--------

	V30 耳道式 ITC	312	<80dB	<ul style="list-style-type: none"> * 6段分频技术 * WDRC全数字压缩 * 数字反馈抑制系统DFS * 2个环境聆听程序 (基本+舒适) * 电感功能 (可选) 	¥4,780
---	--------------------------	-----	-------	---	--------

	V40/V50 耳甲腔式 ITE	312 /13	<100dB	<ul style="list-style-type: none"> * 6段分频技术 * WDRC全数字压缩 * 数字反馈抑制系统DFS * 2个环境聆听程序 (基本+舒适) * 电感功能 	¥4,280
---	-------------------------------	------------	--------	--	--------

	V70 耳背式 BTE	13	<105dB	<ul style="list-style-type: none"> * 6段分频技术 * WDRC全数字压缩 * 数字反馈抑制系统DFS * 2个环境聆听程序 (基本+舒适) * 电感功能 	¥3,480
---	--------------------------	----	--------	--	--------

	V80 耳背式 BTE	13	<115dB	<ul style="list-style-type: none"> * 6段分频技术 * WDRC全数字压缩 * 数字反馈抑制系统DFS * 2个环境聆听程序 (基本+舒适) * 电感功能 	¥4,980
---	--------------------------	----	--------	--	--------



Copyright © GN ReSound. All rights reserved.

*产品不断推陈出新, 所列数据, 设计规格有变, 恕不另行通知 *实物与印刷照片有色彩差异, 定制机外形以实物为准 *友情提示: 添加可选功能项有可能会增加助听器成品体积
*可选功能不属于助听器标准配置, 价格以最新版本为准 *每项可选功能, 不额外收取安装费用 *另有无忧质保服务, 为您减轻负担
全国咨询电话: 800-8582440(座机)、400-8882440(手机) 网址: www.gnresound.com.cn 账号: 1001 2867 0901 6216 220 开户行: 上海市工商银行番禺路支行
瑞声达听力设备贸易(上海)有限公司 地址: 中国上海淮海西路570号红坊G幢4楼 邮编: 200052 传真: 021-22113336






双耳选配的优势

- 增强方向感和立体感
- 改善复杂环境中言语的分辨率
- 提高声音的响度
- 消除头影效应
- 避免听觉剥夺现象
- 缩短佩戴助听器的适应期

• 双耳选配的好处(言语分辨率比较图)



双耳选配能有效提高复杂环境中的言语分辨率，令交流更轻松。