

GN ReSound 瑞声达助听器


百年品牌 专业领先

全佳 Ziga™ ReSound 瑞声达助听器

外观 类型型号 电池 验配范围 主要功能特点 零售价

	<b>ZG10-BP</b> 深耳道式 CIC	10A	<85dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>9通道Warp™压缩系统(6段电脑增益微调)</li> <li>稳定器DFS II(20dB净空增益)</li> <li>净噪系统(2个级别)</li> <li>数据分析系统</li> <li>智能延时启动</li> <li>瞬噪消除系统</li> <li>2个环境聆听程序</li> <li>省电芯片</li> </ul>	¥ 8,480
	<b>ZG10-P</b> 深耳道式 CIC	10A	<85dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>9通道Warp™压缩系统(6段电脑增益微调)</li> <li>稳定器DFS II(20dB净空增益)</li> <li>净噪系统(2个级别)</li> <li>数据分析系统</li> <li>省电芯片</li> <li>瞬噪消除系统</li> <li>智能延时启动</li> </ul>	¥ 7,980
	<b>ZG10</b> 深耳道式 (开放耳选配可选) CIC	10A	<80dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>9通道Warp™压缩系统(6段电脑增益微调)</li> <li>稳定器DFS II(20dB净空增益)</li> <li>净噪系统(2个级别)</li> <li>数据分析系统</li> <li>省电芯片</li> <li>瞬噪消除系统</li> <li>智能延时启动</li> </ul>	¥ 7,480
	<b>ZG30-DP</b> 耳道式 ITC	312	<90dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>9通道Warp™压缩系统(6段电脑增益微调)</li> <li>双重稳定器DFS II(20dB净空增益)</li> <li>多重自适应方向性系统(追踪9个噪声源)</li> <li>净噪系统(2个级别)</li> <li>智能麦克风匹配系统</li> <li>瞬噪消除系统</li> <li>2个环境聆听程序</li> <li>智能延时启动</li> <li>智能转换系统</li> <li>固定方向性系统</li> <li>数据分析系统</li> <li>音量控制(可选)</li> <li>省电芯片</li> </ul>	¥ 7,980
	<b>ZG30-P</b> 耳道式 ITC	312	<90dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>9通道Warp™压缩系统(6段电脑增益微调)</li> <li>稳定器DFS II(20dB净空增益)</li> <li>净噪系统(2个级别)</li> <li>数据分析系统</li> <li>音量控制(可选)</li> <li>省电芯片</li> <li>瞬噪消除系统</li> <li>2个环境聆听程序</li> <li>智能延时启动</li> </ul>	¥ 7,480
	<b>ZG30-D</b> 耳道式 (开放耳选配可选) ITC	312	<85dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>9通道Warp™压缩系统(6段电脑增益微调)</li> <li>双重稳定器DFS II(20dB净空增益)</li> <li>多重自适应方向性系统(追踪9个噪声源)</li> <li>净噪系统(2个级别)</li> <li>智能麦克风匹配系统</li> <li>瞬噪消除系统</li> <li>2个环境聆听程序</li> <li>智能延时启动</li> <li>智能转换系统</li> <li>固定方向性系统</li> <li>数据分析系统</li> <li>音量控制(可选)</li> <li>省电芯片</li> </ul>	¥ 6,980
	<b>ZG40-DP</b> 半耳甲腔式 ITE	312	<105dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>9通道Warp™压缩系统(6段电脑增益微调)</li> <li>双重稳定器DFS II(20dB净空增益)</li> <li>多重自适应方向性系统(追踪9个噪声源)</li> <li>净噪系统(2个级别)</li> <li>智能麦克风匹配系统</li> <li>瞬噪消除系统</li> <li>2个环境聆听程序</li> <li>智能延时启动</li> <li>智能转换系统</li> <li>固定方向性系统</li> <li>数据分析系统</li> <li>音量控制(可选)</li> <li>省电芯片</li> </ul>	¥ 7,480





GN ReSound 瑞声达助听器

百年品牌 专业领先

全佳 Ziga™ ReSound 瑞声达助听器

外观	类型型号	电池	验配范围	主要功能特点	零售价
----	------	----	------	--------	-----

	<b>ZG40-D</b> 半耳甲腔式 (开放耳选配可选) ITE	312	<95dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>9通道Warp™压缩系统(6段电脑增益微调)</li> <li>双重稳定器DFS II(20dB净空增益)</li> <li>多重自适应方向性系统(追踪9个噪声源)</li> <li>净噪系统(2个级别)</li> <li>固定方向性系统</li> <li>瞬噪消除系统</li> <li>2个环境聆听程序</li> <li>智能延时启动</li> <li>智能转换系统</li> <li>智能麦克风匹配系统</li> <li>数据分析系统</li> <li>音量控制(可选)</li> <li>省电芯片</li> </ul>	¥ 6,980
--	--	-----	-------	--	---------

	<b>ZG50-DP</b> 全耳甲腔式 ITE	13	<105dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>9通道Warp™压缩系统(6段电脑增益微调)</li> <li>双重稳定器DFS II(20dB净空增益)</li> <li>多重自适应方向性系统(追踪9个噪声源)</li> <li>净噪系统(2个级别)</li> <li>固定方向性系统</li> <li>瞬噪消除系统</li> <li>2个环境聆听程序</li> <li>智能延时启动</li> <li>智能转换系统</li> <li>智能麦克风匹配系统</li> <li>数据分析系统</li> <li>音量控制(可选)</li> <li>省电芯片</li> </ul>	¥ 6,480
--	--------------------------------	----	--------	--	---------

	<b>ZG50-D</b> 全耳甲腔式 (开放耳选配可选) ITE	13	<95dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>9通道Warp™压缩系统(6段电脑增益微调)</li> <li>双重稳定器DFS II(20dB净空增益)</li> <li>多重自适应方向性系统(追踪9个噪声源)</li> <li>净噪系统(2个级别)</li> <li>固定方向性系统</li> <li>瞬噪消除系统</li> <li>2个环境聆听程序</li> <li>智能延时启动</li> <li>智能转换系统</li> <li>智能麦克风匹配系统</li> <li>数据分析系统</li> <li>音量控制(可选)</li> <li>省电芯片</li> </ul>	¥ 5,980
--	--	----	-------	--	---------

	<b>ZG60-DI</b> 迷你耳背式 (开放耳选配可选) MBTE	13	<95dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>9通道Warp™压缩系统(6段电脑增益微调)</li> <li>双重稳定器DFS II(20dB净空增益)</li> <li>多重自适应方向性系统(追踪9个噪声源)</li> <li>净噪系统(2个级别)</li> <li>固定方向性系统</li> <li>瞬噪消除系统</li> <li>2个环境聆听程序</li> <li>自动直接音频输入(DAI)</li> <li>智能转换系统</li> <li>智能麦克风匹配系统</li> <li>数据分析系统</li> <li>智能延时启动</li> <li>省电芯片</li> </ul>	¥ 5,880
--	--	----	-------	---	---------

	<b>ZG71-DI</b> 耳背式 (开放耳选配可选) BTE	13	<105dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>小巧机身</li> <li>9通道Warp™压缩系统(6段电脑增益微调)</li> <li>双重稳定器DFS II(20dB净空增益)</li> <li>多重自适应方向性系统(追踪9个噪声源)</li> <li>净噪系统(2个级别)</li> <li>固定方向性系统</li> <li>瞬噪消除系统</li> <li>2个环境聆听程序</li> <li>智能延时启动</li> <li>智能转换系统</li> <li>智能麦克风匹配系统</li> <li>数据分析系统</li> <li>自动直接音频输入(DAI)</li> <li>省电芯片</li> </ul>	¥ 6,480
--	---	----	--------	---	---------

	<b>ZG81-DVI</b> 耳背式 PBTE	13	<120dB	<ul style="list-style-type: none"> <li>9通道Warp™压缩系统(6段电脑增益微调)</li> <li>双重稳定器DFS II(20dB净空增益)</li> <li>多重自适应方向性系统(追踪9个噪声源)</li> <li>净噪系统(2个级别)</li> <li>固定方向性系统</li> <li>瞬噪消除系统</li> <li>自动直接音频输入(DAI)</li> <li>音量控制</li> <li>智能转换系统</li> <li>智能麦克风匹配系统</li> <li>数据分析系统</li> <li>2个环境聆听程序</li> <li>智能延时启动</li> <li>省电芯片</li> </ul>	¥ 8,880
--	--------------------------------	----	--------	---	---------

